

WYKAZ MEBLI

Pokój 220 i 240

.....
1. Szafa (sala 220)

rys. 1

szt. 1

Ustalić kolor płyty laminowanej

.....
2. Szafa (sala 240)

rys. 2


szt. 2

Ustalić kolor płyty laminowanej
.....

Specyfikacja szaf na sprzęt laboratoryjny w salach 220EA i 240EA:


- Szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm w kolorze **pokazanym na zdjęciach**, wąskie płaszczyzny korpusów okleinowane obrzeżem PCV o gr.0,8 mm, natomiast wąskie płaszczyzny drzwi okleinowane obrzeżem PCV o gr.2 mm.
- W drzwiach zastosować zamki patentowe meblowe do szaf „Baskwil” firmy Lehman lub równoważne z kołkiem oporowym metalowym. Zamawiający wymaga aby była możliwość (na życzenie użytkownika) otwieranie wszystkich zamków jednym kluczem, Należy zastosować typ zamków, w których występuje możliwość wymiany wkładek patentowych (bębenków) bez konieczności demontażu całego zamka. Uwaga należy zastosować odpowiednio zamki prawe i lewe.
- Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask zakrywająca wkręty mocujące z amortyzatorem silikonowym na całej długości.
- Całość wykonać na połączenia kołkowe nierozłączne (nie dopuszcza się złącz typu konfirmant oraz złącz mimośrodowych).
- Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu, oraz niestarannie wykonane zaprawki.
- Całość mocować do ściany za pomocą kątowników i kołków rozporowych.
- Wysokość listwy cokołowej 100 mm.
- Uchwyty meblowe metalowe o rozstawie 128 mm w kolorze **srebrny mat** (nie dopuszcza się uchwytów wykonanych z tworzyw sztucznych).
- Zastosować regulatory poziomu, otwory po regulatorach zamaskować osłonami z tworzywa w kolorystyce płyty.
- Drzwi mocować na zawiasy puszkowe typu „BLUM” lub równoważne o średnicy 35 mm. posiadające dożywnię gwarancję potwierdzoną atestem producenta wytrzymałością 200 000 razy otwierania i zamykania.

Kolor płyt wiórowych, z których mają być wykonane szafy:




Załącznik XI str. 2

Wnęka w ścianie w sali 220EA, w którą ma być wbudowana szafa:




Szkic szafy na sprzęt laboratoryjny wbudowanej we wnękę do sali 220EA:



rys. 1

Szkic szaf (dwie identyczne) do sali 240EA



Rys. 2